

TITLE : TEST KEKUATAN PRESS MATRAS MASKER

PURPOSE

- * Mendefinisikan tata cara pengetesan kekuatan press matras masker
Define procedure of inspection for pressure strength of mask mattress
- * Dapat diterapkan pada saat pengetesan kekuatan press matras masker
To apply in inspection for pressure strength of mask mattress

SCOPE

- * WIP (Work In-Processes)
- * Production

RESPONSIBILITY

- * Pimpinan WIP bertanggung jawab untuk mereview dokumen ini
Head of WIP is responsible to review this document
- * Pimpinan WIP bertanggung jawab untuk memastikan bahwa implementasi dari dokumen ini terlaksana
Head of WIP is responsible to ensure that this document has been implemented

PERHATIAN !!

- * Instruksi kerja ini wajib memperhatikan hal mutu, lingkungan, dan K3 dari proses / produk / jasa yang kita hasilkan
This procedure is concern with quality, environment and safety from output of process/ product/ services
- * Jika ada hal-hal yang kurang jelas harap ditanyakan ke staff WIP.
If there any question, please contact to WIP staff

PROCEDURE

WorkStep.

key point

Berlaku untuk semua bahan setengah jadi masker

reason why

Supaya tata cara inspeksi jelas dan mudah dipahami

steps

Pengukuran dimensi masker dan kawatnya

Peralatan yang dibutuhkan:

1. Penglihatan secara visual

Cara:

1. Ambil salah satu masker, lihat tiap titik matras bagian atas, samping, bawah
2. Check spunbond atas dan bawah apakah ada yang terbuka. Jika terbuka berarti bahan tidak sesuai standar
3. Lihat apakah ada kawat yang lepas dan apakah logo ada yang lubang atau kurang jelas
4. Tarik bagian masker atas dan bawah hingga bagian lipatan tengah terbuka
5. Lihat apakah press lipatan terbuka. Jika terbuka maka bahan tidak sesuai standar.



Dibuat oleh,

Disetujui Oleh,

Ka. Bag. Quality Control

Manager Operasional