

No.Dokumen	: BKI.PM.QC.11
No. Revisi.	: 01
Tanggal	: 02 Agustus 2023

Halaman : 1/4

JUDUL :

# PEMERIKSAAN DAN INSPEKSI MUTU PRODUK UNDERPAD

	CATATAN REVISI		
No.	Tanggal	Revisi/Perubahan	Halaman
1	02 Agustus 2023	Pemeriksaan berat perkarton/Weighing check	3
		Informasi penangguhan pengiriman ke departemen lain jika terjadi karantina produk	3

Disusun oleh,	Diperiksa oleh,	Disetujui oleh,
Ka. Bag. Quality Control	Management Representative	Senior Operational Manager



No.Dokumen	: BKI.PM.QC.11
No. Revisi.	: 01
Tanggal	: 02 Agustus 2023
Halaman	: 2/4

JUDUL:

### PEMERIKSAAN DAN INSPEKSI MUTU PRODUK UNDERPAD

### 1. Tujuan.

Prosedur ini bertujuan untuk memantau dan mengukur karakteristik produk sehingga persyaratan produk terpenuhi

## 2. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup semua produk PT. Beauty Kasatama Indonesia mulai dari proses produksi sampai dengan pengepakan (Packing)

#### 3. Definisi

#### 4. Uraian Umum

- 4.1. QC *in process* dan operator mesin melakukan pemeriksaan kesesuaian bahan baku Underpad, setiap awal proses dengan mencocokan label bahan dengan formulir spesifikasi produk underpad dan daftar bahan halal. Dokumentasikan pada formulir pemeriksaan bahan baku QC-Produksi.
- 4.2. QC *in process* melakukan pemeriksaan kesesuaian pengkodean nomor batch, tanggal produksi dan *expired date* sebelum proses pemberian *code* pada mesin *codding*.
- 4.3. QC In Process melakukan pengecekan absorbsi underpad sama dimensi produk pada awal mesin dijalankan sebanyak 1 pcs, Nilai absorbsi > 3 kali bobot awal produk
- 4.4. QC *in process* melakukan pemeriksaan underpad dengan frekuensi setiap 1 jam dengan parameter pemeriksaan :
  - 4.4.1. Dimensi (Panjang underpad, lebar underpad) sebanyak 3 pcs.
  - 4.4.2. Dimensi Lipatan sisi atas dan bawah 3 pcs
  - 4.4.3. Kebersihan produk 10 pcs
  - 4.4.4. Kerapian lipatan/tepi underpad 10 pcs
  - 4.4.5. Kerataan lem 10 pcs
  - 4.4.6. Kerapian press pola 10 pcs.
  - 4.4.7.Pemeriksaan adanya pecahan kaca/lampu
- 4.5. Petugas QC final check melakukan pemeriksaan hasil pengemasan dengan melakukan pemeriksaan hasil pengemasan dengan melakukan pemeriksaan pada parameter :
  - 4.5.1. Sealing underpad 1 jam sekali 10 pcs
  - 4.5.2. Kesesuaian Jumlah dalam 1 karton



No.Dokumen	: BKI.PM.QC.11
No. Revisi.	: 01
Tanggal	: 02 Agustus 2023
Halaman	: 3/4

#### JUDUL:

### PEMERIKSAAN DAN INSPEKSI MUTU PRODUK UNDERPAD

- 4.5.3. Kesesuaian Nomor Batch
- 4.5.4. Kesesuaian Coding
- 4.5.5. Kesesujan Nomer Izin Edar
- 4.5.6. Pemeriksaan berat per karton/ weighing check
- 4.6. Petugas QC Final Check memberikan stempel QC pass pada tiap karton yang telah diperiksa dan menulis pemeriksaan sampling pada Form kualitas hasil packing barang jadi.
- 4.7. Petugas final check yang berbeda dengan 4.5 melakukan pemeriksaan double check dengan cara melakukan pemeriksaan ulang refer to point 4.5
- 4.8. Produk yang telah lolos pemeriksaan Double check dilakukan pelabelan "label diluluskan" berwarna hijau sebagai produk yang siap diserah terimakan ke Gudang. Lakukan dokumentasi pada formulir Release Inspection Report
- 4.9. Bila terdapat ditemukan produk tidak memenuhi syarat pada pemeriksaan *double check* maka karton dengan No. packaging yang sama harus dilakukan karantina diberi "label karantina" berwarna kuning dan dilakukan sortir ulang.
- 4.10.QC menginformasikan produk karantina ke bagian produksi, PPIC, warehouse untuk di sampaikan ke marketing/customer jika terjadi penangguhan pengiriman produk.

#### 5. Dokumen Terkait.

- 5.1. Manual Mutu (BKI.MM.MR.01)
- 5.2. Prosedur Penandaan kode produk (BKI.PM.QC.02)
- 5.3. Prosedur penanganan ketidaksesuaian proses (BKI.PM.QC.07)
- 5.4. Prosedur Pelabelan (BKI.PM.QC.12)

#### 6. Catatan Mutu.

- 6.1. Formulir pemeriksaan bahan baku QC-Produksi (BKI.FM.QC.08)
- 6.2. Checlist line clearance (BKI.FM.QC.21)
- 6.3. Laporan kualitas hasil produksi mesin underpad (BKI.FM.QC.33)
- 6.4. Laporan Kualitas Hasil Packaging produk underpad (BKI.FM.QC.34)



No.Dokumen : BKI.PM.QC.11
No. Revisi. : 01

Tanggal : 02 Agustus 2023

Halaman : 4/4

# JUDUL:

# PEMERIKSAAN DAN INSPEKSI MUTU PRODUK UNDERPAD

# 5. Isi Prosedur.

PROSEDUR	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	REFERENSI
Mulai  Pemeriksan persiapan Proses produksi	Memeriksa hasil proses Mesin sesuai speck     QC dan Operator mesin melakukan pemeriksaan kesesuaian bahan setiap awal shift	Operator Mesin Bahan     QC In Process	✓ Form Pengecekkan Bahan Baku QC- Produksi
Proses produksi In Process Control	<ul> <li>Pemeriksaan keseuaian nomor bacth dan expired date sebelum proses codding mesin</li> <li>QC In process kirim sampel ke lab untuk cek absorbsi</li> <li>QC in Process sampling tiap 1 jam selama proses berlangsung</li> </ul>	Operator     QC In Process	<ul> <li>✓ pemeriksaan kualitas Hasil Produksi Mesin Bahan</li> <li>✓ Pemeriksaan kualitas hasil produksi masker</li> </ul>
Pemeriksaan oleh QC Packaging  Pemeriksaan Double Check	<ul> <li>Operator Packing melakukan pengecekan produk dan melakukan pengemasan</li> <li>QC Final Check memastikan hasil packing sesuai standart dengan sampling tiap karton</li> </ul>	Packing     QC Final Check	✓ Laporan kualitas hasil produksi packaging
Stempel QC Pass Pelakbanan	Dilakukan proses double check     QC Final Check memberikan stempel QC Pass untuk produk yang telah diperiksa	QC Final Check	✓ Laporan kualitas hasil produksi packaging ✓ Formulir Release Inspection Report
Finish Good	Pelakbanan karton yang telah diberi QC Pass	Operator lakban	✓ Laporan kualitas hasil produksi packaging