

No.Dokumen : BKI.PM.QC.13
No. Revisi. : 00
Tanggal : 02 Agustus 2023
Halaman : 1/4

JUDUL: PEM

PEMERIKSAAN DAN INSPEKSI MUTU PRODUK POLYBIB DENTAL

		CATATAN REVISI	
No.	Tanggal	Revisi/Perubahan	Halaman

Disusun oleh,	Diperiksa oleh,	Disetujui oleh,
Ka. Bag. Quality Control	Management Representative	Senior Operational Manager



No.Dokumen	: BKI.PM.QC.13		
No. Revisi.	: 00		
Tanggal	: 02 Agustus 2023		
Halaman	: 2/4		

#### JUDUL:

#### PEMERIKSAAN DAN INSPEKSI MUTU PRODUK POLYBIB DENTAL

## 1. Tujuan.

Prosedur ini bertujuan untuk memantau dan mengukur karakteristik produk sehingga persyaratan produk terpenuhi

## 2. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup semua produk PT. Beauty Kasatama Indonesia mulai dari proses produksi sampai dengan pengepakan (Packing)

#### 3. Definisi

#### 4. Uraian Umum

- 4.1. QC *in process* dan operator mesin melakukan pemeriksaan kesesuaian bahan baku Polibib, setiap awal proses dengan mencocokan label bahan dengan formulir spesifikasi produk dan daftar bahan halal. Dokumentasikan pada formulir pemeriksaan bahan baku QC-Produksi.
- 4.2. QC *in process* melakukan pemeriksaan kesesuaian pengkodean nomor batch, tanggal produksi dan *expired date* sebelum proses pemberian *code* pada mesin *codding*.
- 4.3. QC *in process* melakukan pemeriksaan produk polibib dengan frekuensi setiap 1 jam dengan parameter pemeriksaan :
  - 4.3.1. Dimensi (Panjang dan lebar Polibib) sebanyak 3 pcs.
  - 4.3.2. Kebersihan produk 10 pcs
  - 4.3.3. Kerapian lipatan/tepi underpad 10 pcs
  - 4.3.4. Kerapian press pola 10 pcs.
  - 4.3.5.Pemeriksaan adanya pecahan kaca/lampu
- 4.1. Petugas QC final check melakukan pemeriksaan hasil pengemasan karton sebanyak 20 % dengan melakukan pemeriksaan hasil pengemasan dengan melakukan pemeriksaan pada parameter :
  - 4.1.1. Sealing plastik kemasan
  - 4.1.2. Kesesuaian Jumlah dalam 1 karton
  - 4.1.3. Kesesuaian Nomor Batch
  - 4.1.4. Kesesuaian Coding
  - 4.1.5. Kesesuian Nomer Izin Edar
  - 4.1.6. Kesesuaian stiker label
- 4.2. Bila ditemukan produk tidak memenuhi syarat pada pemeriksaan maka karton tersebut



No.Dokumen	: BKI.PM.QC.13
No. Revisi.	: 00
Tanggal	: 02 Agustus 2023
Halaman	: 3/4

### JUDUL:

#### PEMERIKSAAN DAN INSPEKSI MUTU PRODUK POLYBIB DENTAL

dilakukan karantina diberi "label karantina" berwarna kuning dan dilakukan sortir ulang.

4.3. Produk yang tidak ditemukan masalah saat pemeriksaan dan dinyatakan lolos diberi stiker "penandaan produk" dan diberikan stempel QC pass dan paraf pemeriksa sebagai produk yang siap diserah terimakan ke Gudang. Lakukan dokumentasi pada formulir pemeriksaan kualitas hasil packaging.

#### 5. Dokumen Terkait.

- 5.1. Manual Mutu (BKI.MM.MR.01)
- 5.2. Prosedur Penandaan kode produk (BKI.PM.QC.02)
- 5.3. Prosedur penanganan ketidaksesuaian proses (BKI.PM.QC.07)
- 5.4. Prosedur Pelabelan (BKI.PM.QC.12)

#### 6. Catatan Mutu.

- 6.1. Formulir pemeriksaan bahan baku QC-Produksi (BKI.FM.QC.08)
- 6.2. Checlist line clearance (BKI.FM.QC.21)
- 6.3. Laporan kualitas hasil produksi mesin polibib (BKI.FM.QC.36)
- 6.4. Laporan Kualitas Hasil Packaging produk polibib (BKI.FM.QC.37)



No.Dokumen : BKI.PM.QC.13

No. Revisi. : 00

Tanggal : 02 Agustus 2023

Halaman : 4/4

JUDUL:

## PEMERIKSAAN DAN INSPEKSI MUTU PRODUK POLYBIB DENTAL

## 5. Isi Prosedur.

PROSEDUR	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	REFERENSI
Pemeriksan persiapan Proses	<ul> <li>Memeriksa hasil proses Mesin sesuai speck</li> <li>QC dan Operator mesin melakukan pemeriksaan kesesuaian bahan setiap awal shift</li> </ul>	QC In Process	✓ Form Pengecekkan Bahan Baku QC- Produksi
In Process Control	<ul> <li>Pemeriksaan keseuaian nomor bacth dan expired date sebelum proses codding mesin</li> <li>QC in Process sampling tiap 1 jam selama proses berlangsung</li> </ul>	Operator     QC In Process	<ul> <li>✓ pemeriksaan kualitas Hasil Produksi Mesin Bahan</li> <li>✓ Pemeriksaan kualitas hasil produksi masker</li> </ul>
Proses Packing  Pemeriksaan oleh QC Packaging  Stempel QC Pass	Operator Packing melakukan pengecekan produk dan melakukan pengemasan     QC Final Check memastikan hasil packing sesuai standart dengan sampling tiap karton	Packing     QC Final Check	<ul> <li>✓ Laporan kualitas hasil produksi packaging</li> </ul>
Pelakbanan Finish Good	QC Final Check memberikan stempel QC Pass untuk produk yang telah diperiksa	QC Final Check	✓ Laporan kualitas hasil produksi packaging
	Pelakbanan karton yang telah diberi QC Pass	Operator lakban	✓ Laporan kualitas hasil produksi packaging